

# TissuePatch™ 3

the rapid barrier

## TissuePatch Cerrahi Kapatıcı Filmler: Birleşmiş Çok Katmanlı Teknoloji

Ön hazırlık gerektirmeyen ve cerrahi yüzeye otuz saniye içerisinde tutunan cerrahi yapıştırıcılardan daha yapışkan TissuePatch teknolojisi birçok cerrahi prosedürü tamamıyla değiştirebilecek potansiyele sahiptir. Uygulama yüzeyi üzerinde sızdırmaz, sağlam bir tabaka oluşturan kırk mikron kalınlığında bir materyaldir.

TissuePatch'in kuvvetli yapışkan temas yüzeyi ürünün hava, sıvı ve kanamalara karşı bariyer görevi gördüğü anlamına gelmektedir. Ürünün şeffaf oluşu cerrahın dokuyu gözlemleyebilmesini sağlar. Elastikiyeti ise suture yerlerini desteklerken aynı zamanda dokuya uyum sağlayan bir cerrahi saydam jelatin kağıdı işlevi görmesini sağlar.

TissuePatch3, genel cerrahların ve göğüs cerrahlarının hava, kan ve sıvı kaçaklarını önlemedeki ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Tamamen sentetiktir ve günlük cerrahide karşılaşılan emilebilir polimerler kullanılarak formüle edilmiştir.



# TissuePatch<sup>TM</sup> 3

the rapid barrier

## TissuePatch3

Yeni TissuePatch3 cerrahi bariyer cerrahların güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar üreten güvenli ve etkili bir ürün ihtiyacına hitap etmektedir. Ürün gelişimi, akciğer operasyonlarında görülen hava kaçakları gibi en çok dikkat gerektiren durumların çözümüne yönelik ihtiyaç doğrultusunda yürütülmüştür. Ürün hasta, doktor ve hastane çıkarlarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.



- Kan/sıvı kaçağına karşı sıkı kapama sağlayan adeziv yama.
- Çapraz bağlarla sağlanmış güçlü adezyon.
- Esnek/elastik olmasından ötürü düzensiz yüzeylere dahi uygulanabilir.
- Ön hazırlık gerekmez.
- Cerrahi yüzeye otuz saniyeden az bir sürede tutunur. "Aç ve Uygula"
- Tamamen sentetik; insan, sığır/domuz proteini içermez.
- Doğal iyileşme sürecini destekler ve yaklaşık elli gün içerisinde emilir.
- Çeşitli boy ve şekilleri mevcuttur.
- Şeffaf film, uygulama esnasında yara yüzeyini gözlemleyebilme imkanı sunar.
- Hastanede kalış süresini kısaltır; klinik ekonomisinin katkıda bulunur.
- CE onaylıdır.

## TissuePatch3 Ebatları:

<b>TP3-01</b>	<b>25mm x 50mm</b>	<b>1</b>
<b>TP3-02</b>	<b>50mm x 50mm</b>	<b>1</b>
<b>TP3-03</b>	<b>50mm x 100mm</b>	<b>1</b>



## KULLANMA KILAVUZU

### TANIM

- TissuePatch3 steril, kendiliğinden yapışan, emilebilir cerrahi kapatıcı ve bariyerdir.
- TissuePatch3'ün yapışkan tarafı mavi TP3 logosu sayesinde ayırt edilebilir. Uygulama esnasında mavi TP3 logosu kullanıcıya bakmalıdır.

### SAKLAMA VE HAZIRLAMA

- TissuePatch3 2-8°C'de saklanmalı ve gerektiğinde derhal kullanılmalıdır.
- TissuePatch3'ün dış paketi non-sterildir; TissuePatch3'ün yer aldığı iç steril kese steril cerrahi yüzey üzerinde açılmalıdır.

### UYGULAMA

- TissuePatch3 istenilen ebatta kesilebilir.
- Seçilen boy, yarayı ve çevresini güzel bir biçimde kapatabilmelidir. Yara yüzeyi çevresinde en az 1cm boşluk bırakınız.
- Uygulama öncesi kan ya da diğer sıvı kaçaqları minimuma indirilmelidir. Tedavi edilecek akciğer uygulama süresince kısmen şişirilmelidir.
- TP3 logosu kullanıcının yüzüne bakacak şekilde doku üstüne/çevresine uygulanır. Etkili bir adezyon için yaklaşık 30 sn. kadar yama üzerine basınç uygulanır.

**NOT:** TissuePatch3 tek kullanımlıktır ve tekrar sterilize edilmemelidir.